

Engineered Performance You Can Rely On

KIMTECH* Brand Wipers

Solusi terdepan yang khusus dirancang sesuai standar presisi di lingkungan kerja yang kritis dan terkontrol.

KIMTECH*

Untuk pengelapan khusus dalam suatu proses terkontrol.

KIMTECH SCIENCE*

Khusus pengelapan presisi dalam lingkungan scientific seperti laboratorium, dll.

KIMTECH PURE*

Untuk pengelapan khusus area cleanroom atau lingkungan kerja yang setara.

KIMTECH*
BRAND

KIMTECH* Wipers for the WETTASK* System

The WETTASK* Refillable Wet Wiping System merupakan kombinasi antara open bucket dengan kain lap, menjadikannya semakin mudah digunakan dan sangat multi-fungsi.



Safe

- Menggunakan sistem buka tutup sehingga kain lap terhindar dari kontaminasi
- Mengurangi paparan uap/gas kimia ataupun percikannya

Easy to Use

- Multi-fungsi dengan menambahkan cairan disinfektan sesuai kebutuhan pekerjaan Anda
- Bucket dapat dipersiapkan lebih awal
- Sifatnya yang mudah dibawa kemana-mana (*portable*) memudahkannya untuk langsung membersihkan "hot zones" tanpa perlu mendorong-dorong kereta pembersih (*cleaning cart*)

Efficient and Cost Effective

- Penggunaan bahan kimia ataupun biaya-biaya lain yang terkait dapat lebih terkontrol
- Tidak perlu dicuci
- Free bucket untuk setiap pembelian per dus.

Aplikasi umum :

- Sanitasi alat-alat kesehatan dan area persiapan makanan
- Pengelapan dengan menggunakan cairan atau bahan kimia
- Mengelap tumpahan dari kemasan F&B dan industri FMCG
- Membersihkan minyak dan debu di area pengecatan otomotif

KIMTECH* KIMTEX* Wipers

Terbuat dari 100% Polypropylene untuk pengelapan yang rendah serat (*low lint*) atau yang mengharuskan penggunaan bahan kimia.

Sangat cocok digunakan untuk aplikasi khusus yang melibatkan solvents, tinta ataupun cat.

Cocok pula digunakan di area produksi termasuk melap mesin produksi hingga membersihkan permukaan bangku sehingga lebih bersih dan bebas coretan tinta.



KIMTECH* KIMTEX* Wipers

Strong and Absorbent

- Terbuat dari polypropylene yang rendah serat
- Kain lap yang sangat kuat walaupun dalam kondisi basah
- Cocok digunakan dengan minyak pelumas, gemuk dan oli
- Resistan terhadap asam, basa dan solvent

Cost Effective

- Plastic dispenser yang mengontrol penggunaan karena dikeluarkan satu per satu dan juga dapat mengurangi limbah
- Dapat dibilas/dicuci untuk penggunaan berikutnya.

Aplikasi umum :

- Pembersihan kaca, stainless steel, jendela
- Pembersihan mesin di food production area
- Perakitan dan perbaikan mesin
- Panel assembly
- Ruber or metal printer roll cleaning



KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers

Terbuat dari 100% Polypropylene untuk pengelapan yang rendah serat (low lint) atau yang mengharuskan penggunaan bahan kimia



KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Wipers :

- 100% virgin fiber
- Dispenser mengeluarkan lap satu per satu
- Rendah serat dan tidak mudah terurai

Low Lint and Low Extractable

- Cocok digunakan untuk peralatan yang sangat presisi seperti peralatan listrik dan elektronik, produk optik dan peralatan laboratorium
- Penggunaan mono-fiber memastikan serat yang tertinggal pada tingkatan terendah bahkan tidak ada sama sekali

Delicate

- Tissue penghisap yang halus tanpa perlu khawatir akan meninggalkan goresan pada permukaan sensitif
- Cocok digunakan pada kaca, lensa plastic dan kacamata safety

Versatile

- Dapat digunakan dengan solvent dan bahan kimia karena tidak memiliki reaksi atas zat tersebut
- Pembersihan pipettes, microscope slides juga untuk melap tumpahan ringan
- Tersedia dalam ukuran besar dan kecil untuk menyesuaikan dengan berbagai aplikasi pengelapan

KIMTECH PURE* W4 Wipers

Terbuat dari 100% Polypropylene dan direkomendasikan untuk ISO Class 4 atau class cleanroom yang lebih tinggi dan cocok untuk digunakan di industri Food Processing. Dapat di autoclave dan ETO Sterilized.



Product Qualities

- 100% polypropylene
- Resistan terhadap asam, basa dan solvent
- Diiikat dengan panas, tanpa lem atau zat perekat lainnya
- Ujung *knife-cut*, lurus dan rata sehingga mengurangi serat
- Double-bagged dalam kemasan anti-static dengan pembatas antar case.











Aplikasi umum :

- Pengelapan perlengkapan dan peralatan di dalam cleanroom
- Menyerap minyak dari kapsul di industri farmasi
- Sebagai alas buah-buahan didalam kardus atau kemasan styrofoam
- Pengelapan printer head di industri digital printing



The raw material contained in KIMTECH PURE* W4 meet the US FDA requirements for food packaging materials

KIMTECH* Wipers

Description	Code No	Colour	Case Contents	Sheet Size
KIMTECH* KIMTEX* Wipers	33560	Blue	8  x 66  = 528	30.5 x 36.6 cm
KIMTECH* Wipers for the WETTASK* System, 1 bucket free with case	06411	White	6  x 90  = 540	30.5 x 31.8 cm
KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers	34155	White	60  x 280  = 16.800	11.2 x 21.3 cm
KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers	34256	White	15  x 140  = 2.100	37.3 x 42.2 cm
KIMTECH PURE* W4 Wipers	33330	White	5  x 100  = 500	30.5 x 30.5 cm

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

PT UNOLAB MITRA PERSADA

Ruko Pulogadung Trade Centre, Blok 8 B No. 17
 Jl. Raya Bekasi Km 21, Rw Terate - Cakung - Jakarta Timur
 Telp: (021) 4682 1618
 Fax : (021) 4682 0253
 Email: unolab@unolab.co.id
 Website: www.unolab.co.id